



EINMALHANDSCHUHE NITRIL 100ER BOX

Bestell-Nr.: 520-010-S
Marke: Burgia Sauerland

4,19 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten



Produktbeschreibung

Verpackungseinheit: Spenderbox mit 100 Stück

Ob in medizinischen Einrichtungen, Pflegeeinrichtungen, Laboren, in Kosmetikstudios oder in der Pharmaindustrie, diese Einmalhandschuhe Nitril sind äußerst beliebt. Durch ihre außerordentliche Beständigkeit gegenüber Fetten und Ölen sind die Einmalhandschuhe Nitril auch für den Umgang mit fetthaltigen Lebensmitteln sehr gut geeignet.

Normen:

- EN 455
- EN 420:2003 + A1:2009
- ISO 374-1:2016/TYP B
- ISO 374-5:2016
- AQL 1,5

Material: Nitril, puderfrei

Produktdetails:

- medizinische Untersuchungshandschuhe
- hervorragende Dehnbarkeit
- puderfrei
- lebensmittelgeprüft
- beidseitig tragbar
- mikrogeraute Fingerspitzen
- latexfrei
- große Abriebfestigkeit
- in Spenderbox à 100 Stück

Auch größere Stückzahlen auf Anfrage sofort erhältlich.

Artikeleigenschaften

EN-Norm (Handschuhe)

EN 388
EN 374
AQL
EN 455

Eigenschaften

Lebensmittel-geeignet

Material-Beschichtung

Nitril

Artikelvarianten

Farbe

blau

Größe

S, M, L, XL,